

CERCA LEA

Laboratoire Etalon d'Activité

BP 75 - Site du Tricastin

26701 PIERRELATTE CEDEX

Tel (33) 04 75 96 56 00 Fax : (33) 04 75 96 56 40

www.lea-cerca.com



ETALONNAGE ACTIVIMETRE

PREPARATION DE LA PRESTATION PRE REQUIS CLIENT

(Document à nous retourner avec votre commande)

CONDITIONS ET DISPOSITIONS DE REALISATION DE LA PRESTATION

Les appareils doivent être en état de fonctionnement lors de notre intervention, en particulier : la tension de polarisation, le zéro électronique, la valeur du mouvement propre, la stabilité, la linéarité, etc...

L'activimètre doit être complet : chambre d'ionisation, boîtier électronique, chemise de protection, porte source (louche).

Il doit être sous tension depuis la veille de l'étalonnage ou à minima de la durée mentionnée par le constructeur.

La prestation est réalisée en présence de la personne responsable de l'activimètre.

Le client doit prendre ses dispositions pour nous mettre à disposition la boîte à gants, le puit de mesure, le porte échantillon de l'activimètre non contaminés et un bruit de fond minimal (sources radioactives évacuées).

Les radiopharmaceutiques sont également mis à disposition par le client dans les géométries et niveaux d'activité convenus lors de la commande.

Des flacons "neufs" dans une géométrie définie peuvent être demandés au client pour la réalisation de transferts de géométrie pour répondre au besoin spécifique du client.

Nom de l'établissement : _____

Code postal : _____ Ville : _____

Nom de la personne responsable de l'activimètre : _____

Fait à : _____ Le : _____ Signature :